

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Strisce per pH 4,5-10 Plastica

For fast determination with chemical reaction



- Senza pericoli
- Veloce
- Sempre a portata di mano
- Semi-quantitativa

N. ordine: 56S001090

Industria

Altre industrie

Applicazione

Acqua di raffreddamento

Strisce per pH 4,5-10 Plastica

I risultati delle strisce reattive forniscono risultati rapidi e puliti senza dover utilizzare reagenti o pastiglie. Grazie alla loro facilità d'uso, immersione e confronto, sono un'opzione apprezzata per applicazioni in cui la velocità e la semplicità sono fondamentali.

Campo di misura

Test Name

Campo di misura

pH

4.5 - 10 pH