

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



PD 250 Set 2 - Totaal chloor

Nauwkeurige en reproduceerbare dosering van het reagens in poedervorm



- Bepaling van het chloorgehalte volgens ISO 7393-2:2017 (vrij + totaal)
- 250 tests
- 5 jaar houdbaarheid op het reagens (bij verzegelde ampul)
- Eenvoudige bediening

Bestelnr.: 194910

Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

PD 250 Set 2 - Totaal chloor

De poederdispenser is het ideale instrument voor de gecontroleerde dosering van poederreagentia voor de chloorbepaling. De exacte hoeveelheid reagens die nodig is voor een monster van 10 ml valt bij elke poederuitbarsting uit de dispenser. De poederdispenser is daarom een alternatief voor de beproefde Powder Packs. De PD 250 kan veel tijd besparen, vooral bij serieonderzoeken, terwijl tegelijkertijd verpakkingsafval wordt voorkomen.

Het reagens zit in verzegelde glazen ampullen. Eén vulling is voldoende voor 250 tests. De verzegeling maakt een houdbaarheid tot 5 jaar mogelijk. Een open ampul moet echter binnen 6 maanden worden opgebruikt. De ampullen zijn zeer eenvoudig en snel te verwisselen. Het ergonomische ontwerp van de dispenser maakt ook een grondige reiniging mogelijk.

Leveromvang

- 1 poederdispenser "Totaal chloor"
- 1 reagensampul "Totaal chloor"
- 1 afdichtingshuls
- Gebruiksaanwijzing

Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.
Chloor totaal, 10 ml	530150
VARIO Chloor totaal, 10 ml	530155
Chloor vrij + totaal, 10 ml	530160
VARIO Chloor vrij + totaal, 10 ml	530165