

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## AF 270 Minilab Zwembadwateranalyse

Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar



- Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar
- Compensatie van gekleurde en troebele monsters
- Gegarandeerde bestendigheid van glas-kleurfilters
- Geïntegreerd prisma

Bestelnr.: 412700

### Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen

De comparator 2000+ is zeer veelzijdig: Hij wordt gebruikt in zwembaden, onderzoekscentra, universiteiten of algemene drinkwaterbehandeling.

### Daglichtlamp

Wij adviseren het gebruik van de (optionele) daglicht- of acculamp, zodat u ook onder ongunstige zichtomstandigheden altijd betrouwbaar en stabiel kunt meten. Zo blijven de lichtomstandigheden altijd gelijk. Het maakt niet uit waar u meet.

### Diverse analyses mogelijk

Voor de comparator 2000+ zijn meer dan 400 kleurschijven en talrijke reagentia beschikbaar. Uw combinatie is daarbij gegarandeerd. En als u die een keer moet veranderen, werkt het zonder de comparator te openen.

### Geïntegreerd prisma

Het geïntegreerde prisma brengt de glasstandaarden van de kleurschijf en het gekleurde monster optisch in een gezichtsveld.

### Industrie

Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Olie-industrie | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

### Applikation

Afvalwaterzuivering | Controle desinfecteermiddel | Controle zwembadwater | Ketelwater | Koelwater

### AF 270 Minilab Zwembadwateranalyse

De comparator 2000+ is een veelzijdig colorimetrisch systeem voor de wateranalyse. Comfortabele bediening, geen compromis op het vlak van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid: De comparator 2000+ kan voor vele toepassingen worden gebruikt. Zwembaden, onderzoek of drinkwaterbehandeling zijn slechts enkele voorbeelden.

### Meetbereik

Test Name	Meetbereik	Chemische methode
Aluminium T	0 - 0.5 mg/L Al	Eriochromocyanine R
Ammonia T	0 - 0.4 mg/L N	Indofenolblauw
Chlorine T	0.1 - 1.0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Chlorine T	1.0 - 4.0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Iron LR T	0.1 - 1.0 mg/L Fe	PPST
pH value T	5.2 - 6.8 pH	Broomkresolpaars
pH value T	6.8 - 8.4 pH	Fenolrood

## Leveromvang

- **Comparator 2000+**
- **Comparator kleurschijven voor aluminium, ammonium, chloor, ijzer en pH-waarde**
- **4 x Comparator cuvetten, 10 ml, 13 mm laagdiepte**
- **Reagenstabletten voor elke parameter**
- **Spuit voor cyaanzuur**
- **Spuit HSW, 5 ml**
- **Flesje, 100 ml**
- **Plastic beker, 100 ml**
- **Plastic roerstaaf**
- **Reinigingsborstel**
- **Gebruiksaanwijzing**

## Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.
Kunststof trechter met handvat	471007

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje