

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### AF 357 drinkwaterkit

Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar



- Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar
- Compensatie van gekleurde en troebele monsters
- Gegarandeerde bestendigheid van glas-kleurfilters
- Geïntegreerd prisma

Bestelnr.: 413570

#### Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen

De comparator 2000+ is zeer veelzijdig: Hij wordt gebruikt in zwembaden, onderzoekscentra, universiteiten of algemene drinkwaterbehandeling.

#### Daglichtlamp

Wij adviseren het gebruik van de (optionele) daglicht- of acculamp, zodat u ook onder ongunstige zichtomstandigheden altijd betrouwbaar en stabiel kunt meten. Zo blijven de lichtomstandigheden altijd gelijk. Het maakt niet uit waar u meet.

#### Diverse analyses mogelijk

Voor de comparator 2000+ zijn meer dan 400 kleurschijven en talrijke reagentia beschikbaar. Uw combinatie is daarbij gegarandeerd. En als u die een keer moet veranderen, werkt het zonder de comparator te openen.

#### Geïntegreerd prisma

Het geïntegreerde prisma brengt de glasstandaarden van de kleurschijf en het gekleurde monster optisch in een gezichtsveld.

#### Industrie

Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Olie-industrie | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

#### Applikation

Afvalwaterzuivering | Controle desinfecteermiddel | Controle zwembadwater | Ketelwater | Koelwater

#### AF 357 drinkwaterkit

De comparator 2000+ is een veelzijdig colorimetrisch systeem voor de wateranalyse. Comfortabele bediening, geen compromis op het vlak van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid: De comparator 2000+ kan voor vele toepassingen worden gebruikt. Zwembaden, onderzoek of drinkwaterbehandeling zijn slechts enkele voorbeelden.

## Meetbereik

Test Name	Meetbereik	Chemische methode
Chloride	10 - 5000 mg/L Cl <sup>-</sup>	
Chlorine T	0.02 - 0.3 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Chlorine T	0.2 - 4.0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Fluoride T	0 - 1.6 mg/L F <sup>-</sup>	SPADNS
Hardness, total	10 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	
Hazen	10 - 90 mg/L Pt	(APHA) Platinakobalt standaardmethode
pH value T	6.0 - 7.6 pH	Broomthymolblauw
pH value T	6.8 - 8.4 pH	Fenolrood

## Leveromvang

- **Comparator 2000+**
- **Nessleriser veldkit**
- **Comparator kleurschijven voor chloor, fluoride, Hazen en pH-waarde**
- **4 x Comparator cuvetten, 10 ml, 13 mm laagdiepte**
- **2 x glazen Comparator cuvetten, 40 mm laagdiepte**
- **2 x Nessleriser-buizen AF306, 50 ml met stop**
- **Mengcilinder voor tests voor chloride en totale hardheid**
- **1 x glazen roerstaafje**
- **1 x doos filterpapier, 9 cm ø**
- **1 x filtertrechter**
- **1 x 250 ml monsterflesje**
- **1 x pipet 0,1 - 0,5 ml**
- **Reagenstabletten voor elke parameter**
- **Plastic roerstaaf**
- **Reinigingsborstel**
- **Gebbruiksaanwijzing**

## Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.
Daglichtlamp, werking op batterijen	142050
Kunststof cuvetten, 13,5 mm laagdiepte, met grijs deksel, set van 10 stuks	145500
Paar Nessler-buizen, 113 mm laagdiepte, 50 ml, AF 306	353060
Glazen roerstaafje, 20 cm lang	364080
Kunststof roerstaaf, 13 cm lang, set van 10	364120
Kunststof trechter met handvat	471007
W 680/OG/40 Glazen cuvetten, 40 mm laagdiepte	606890

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

**Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje