

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Carbonaathardheid reagens

Detectie in ketel-, koel- en bedrijfswater



- Snelle kwantitatieve bepaling
- Voor het onderzoek van ketelwater, koelwater en bedrijfswater
- Veld- en laboratoriumtests mogelijk
- Voordelig door goedkope navulinstallaties

Bestelnr.: 418564

### Carbonaathardheid reagens

Voor de circulatie van koelwater zijn zorgvuldig geselecteerde chemische behandelingen nodig. Dit helpt om microbiologische besmetting te minimaliseren, kritische zaken zoals warmtewisselaars te observeren en corrosie te voorkomen.

Om het meest effectief te zijn, moeten de behandelingen binnen specifieke controleparameters worden gehouden, aangezien een overtollige remmer even schadelijk kan zijn als een lage dosis remmer.

### Technische gegevens

**Afmetingen** 55 x 27 x 96 mm