

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Legionella EU-testkit met enkele spuit

De snelste *legionellat*est ter wereld



*Legionella* zijn de veroorzakers van de legionairsziekte, een potentieel dodelijke vorm van longontsteking. Er zijn wereldwijde richtlijnen voor de strijd tegen *legionella*.

In het kader van de herziening van de drinkwaterverordening zijn de belangrijkste parameters gedefinieerd die wekelijks en maandelijks moeten worden getest om het risico op een *legionellaverspreiding* op schadelijke schaal in open watersystemen te minimaliseren.

De Lovibond® "L8"-testkits ter bescherming tege *legionella* omvatten alle aanbevolen tests voor de wekelijkse en maandelijks controle.

- Snel, eenvoudig en nauwkeurig
- Resultaten in slechts 30 minuten!
- Bevestigt de prestaties van de protocollen voor de preventie en behandeling van *legionella*
- Testkits voor het opsporen van *legionella*, zowel op waterbasis als biofilm beschikbaar

Bestelnr.: 56B006105

### *Legionella* EU-testkit met enkele spuit

De Single Test Kit is ontworpen om *legionella* in een watermonster te detecteren en is ideaal voor gebruikers die de verhoogde testnauwkeurigheid van een gefilterd monster nodig hebben.

Met resultaten in 30-35 minuten geeft de test onmiddellijk inzicht in een reactie op wateromstandigheden. Regelmatig gebruik verhoogt het vertrouwen in uw *Legionella* controleprocedures en vermindert het risico op uitbraken en rechtszaken!

De kit biedt alles wat u voor een test nodig hebt.

**Aantoonbaarheidsgrens**

1.000 / 10.000 CFU/l

**Aantal tests**

1

# Leveromvang

- 1 teststrip met doseerpipet
- Herstelbufferspuit
- Glas voor het verzamelen van monsters
- Wegwerpfiler
- 60 ml spuit
- Beoordelingsschaal
- Gebruiksaanwijzing

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje