

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Legionella Industriële EU-testkit

De snelste *legionellatest* ter wereld



*Legionella* zijn de veroorzakers van de legionairsziekte, een potentieel dodelijke vorm van longontsteking. Er zijn wereldwijde richtlijnen voor de strijd tegen *legionella*.

In het kader van de herziening van de drinkwaterverordening zijn de belangrijkste parameters gedefinieerd die wekelijks en maandelijks moeten worden getest om het risico op een *legionellaverspreiding* op schadelijke schaal in open watersystemen te minimaliseren.

De Lovibond® "L8"-testkits ter bescherming tegen *legionella* omvatten alle aanbevolen tests voor de wekelijkse en maandelijks controle.

- Snel, eenvoudig en nauwkeurig
- Resultaten in slechts 30 minuten!
- Bevestigt de prestaties van de protocollen voor de preventie en behandeling van *legionella*
- Testkits voor het opsporen van *legionella*, zowel op waterbasis als biofilm beschikbaar

Bestelnr.: 56B006106

#### Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Ngo | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

#### Legionella Industriële EU-testkit

De *legionellatestkit* wordt gebruikt om *legionella* in een watermonster te detecteren - ideaal voor online en diverse industriële toepassingen.

Deze test maakt gebruik van holle vezelfiltratiemodules die rechtstreeks op de beoogde monsterpuntfittings worden bevestigd (zowel 1/2" als 3/4" binnendraadfittingen zijn voorzien). Het gefilterde monster verhoogt de gevoeligheid van de test.

Voor deze filtratiestap is geen pomp nodig - sluit gewoon de monsternameaansluiting aan op het watersysteem (bijv. een douchekop of een online monsternemingspunt) en gebruik de systeemdruk om de filtratie te bedienen. De voorgevulde spuitjes bevatten de nodige terugwinningsbuffer zodat er geen oplossingen moeten worden gemeten of verdund.

Met resultaten in 30-35 minuten (inclusief de voorbereidingstijd van het monster) geeft de test onmiddellijk inzicht in en reactie op de omstandigheden van het watersysteem. Regelmatig gebruik verhoogt het vertrouwen in uw *Legionella* controleprocedures en vermindert het risico op uitbraken en rechtszaken!

#### Aantoonbaarheidsgrens

1.000 / 10.000 CFU/l

#### Aantal tests

5

# Leveromvang

- 5 teststrips met doseerpipetten
- 5 spuitjes met herstelbuffer
- Glas voor het verzamelen van monsters
- 5 wegwerpfilters
- Monsterhouder met binnendraad
- Beoordelingsschaal
- Gebruiksaanwijzing
- Draagkoffer

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje