

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella risicoanalyse EU-testkit

De snelste *legionellatest* ter wereld



Legionella zijn de veroorzakers van de legionairsziekte, een potentieel dodelijke vorm van longontsteking. Er zijn wereldwijde richtlijnen voor de strijd tegen *legionella*.

In het kader van de herziening van de drinkwaterverordening zijn de belangrijkste parameters gedefinieerd die wekelijks en maandelijks moeten worden getest om het risico op een *legionellaverspreiding* op schadelijke schaal in open watersystemen te minimaliseren.

De Lovibond® "L8"-testkits ter bescherming tegen *legionella* omvatten alle aanbevolen tests voor de wekelijkse en maandelijks controle.

- Snel, eenvoudig en nauwkeurig
- Resultaten in slechts 25 minuten!
- Bevestigt de prestaties van de protocollen voor de preventie en behandeling van *legionella*
- Testkits voor het opsporen van *legionella*, zowel op waterbasis als biofilm beschikbaar

Bestelnr.: 56B006107

Legionella risicoanalyse EU-testkit

De Enterprise Test Kit biedt gebruikers een combinatie van de buis-testkit en de systeemtestkit.

Deze versie van onze testkits is ideaal voor nieuwe gebruikers die willen weten welk proces het beste bij hun processen past, of voor kleine gebruikers die zowel watten- als filtratietests nodig hebben.

Met resultaten in minder dan 25 minuten geeft de test direct inzicht in en reactie op wateromstandigheden. Regelmatig gebruik zal uw vertrouwen in uw *Legionellabestrijdingsprocedures* vergroten en het risico op uitbraken en rechtszaken verminderen!

De kit biedt alles wat nodig is voor 4 tests (2x wattentest en 2x filtratietest).

Aantoonbaarheidsgrens

1.000 / 10.000 CFU/l & 200 CFU/l / Uitstrijkzone

Aantal tests

4

Leveromvang

- 4 teststrips met doseerpipetten
- Herstellbuffer
- 2 watten
- 2 wegwerpfilters
- 2 x 60 ml spuiten
- 2 reactievaten met herstellbuffer
- Beoordelingsschaal
- Gebruiksaanwijzing
- Draagkoffer

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje