

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Legionellatestkit met enkel uitstrijkje

De snelste *legionellatest* ter wereld



- Snel, eenvoudig en nauwkeurig
- Resultaten in slechts 25 minuten!
- Bevestigt de prestaties van de protocollen voor de preventie en behandeling van *legionella*
- Testkits voor het opsporen van *legionella*, zowel op waterbasis als biofilm beschikbaar

Bestelnr.: 56B006108

*Legionella* zijn de veroorzakers van de legionairsziekte, een potentieel dodelijke vorm van longontsteking. Er zijn wereldwijde richtlijnen voor de strijd tegen *legionella*.

In het kader van de herziening van de drinkwaterverordening zijn de belangrijkste parameters gedefinieerd die wekelijks en maandelijks moeten worden getest om het risico op een *legionellaverspreiding* op schadelijke schaal in open watersystemen te minimaliseren.

De Lovibond® "L8"-testkits ter bescherming tegen *legionella* omvatten alle aanbevolen tests voor de wekelijkse en maandelijks controle.

### Legionellatestkit met enkel uitstrijkje

Binnen een watersysteem groeit *legionella* normaal gesproken binnen biofilms (slijm) die zich aan de binnenkant van leidingen, douchekoppen, koeltorenverpakkingen of watertanks bevinden. Bacteriën die in de planktonfase (d.w.z. zwevend in het water zelf) worden aangetroffen, zijn meestal een indicator voor de kolonisatie van de biofilm.

Aangezien een schoon watermonster niet hetzelfde is als een schoon systeem (de vermeerdering van *legionella* in een biofilm is groter dan in water), kan deze kit worden gebruikt om de verontreiniging in een systeem of de zuiverheid van een gebied na een gerichte reiniging te bepalen.

Gebruik deze kit om *legionella* te vinden in uw kweekgebied - deze zeer selectieve test kan ook legionella opsporen in monsters met een zeer hoge achtergrondflora. Met resultaten in ongeveer 25 minuten geeft de test onmiddellijk inzicht in en reactie op de omstandigheden van het watersysteem. Regelmatig gebruik verhoogt het vertrouwen in uw *Legionella* controleprocedures en vermindert het risico op uitbraken en rechtszaken!

**Aantoonbaarheidsgrens**  
200 CFU/l / Uitstrijkzone

**Aantal tests**

1

# Leveromvang

- Teststrips met doseerpipetten
- Watten
- Reactievat
- Gebruiksaanwijzing

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje