

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Legionellatestkit met enkele spuit

De snelste *legionellatest* ter wereld



Legionella zijn de veroorzakers van de legionairsziekte, een potentieel dodelijke vorm van longontsteking. Er zijn wereldwijde richtlijnen voor de strijd tegen *legionella*.

In het kader van de herziening van de drinkwaterverordening zijn de belangrijkste parameters gedefinieerd die wekelijks en maandelijks moeten worden getest om het risico op een *legionellaverspreiding* op schadelijke schaal in open watersystemen te minimaliseren.

De Lovibond® "L8"-testkits ter bescherming tegen *legionella* omvatten alle aanbevolen tests voor de wekelijkse en maandelijks controle.

- Snel, eenvoudig en nauwkeurig
- Resultaten in slechts 30 minuten!
- Bevestigt de prestaties van de protocollen voor de preventie en behandeling van *legionella*
- Testkits voor het opsporen van *legionella*, zowel op waterbasis als biofilm beschikbaar

Bestelnr.: 56B006601

Legionellatestkit met enkele spuit

De Single Test Kit is ontworpen om *legionella* in een watermonster te detecteren en is ideaal voor gebruikers die de verhoogde testnauwkeurigheid van een gefilterd monster nodig hebben.

Met resultaten in 30-35 minuten geeft de test onmiddellijk inzicht in en reactie op wateromstandigheden. Regelmatig gebruik verhoogt het vertrouwen in uw *Legionella* controleprocedures en vermindert het risico op uitbraken en rechtszaken!

De kit biedt alles wat u voor een test nodig hebt.

Aantoonbaarheidsgrens

100 CFU/l

Aantal tests

1

Leveromvang

- 1 teststrip met doseerpipet
- Herstelbuflerspuit
- Glas voor het verzamelen van monsters
- Wegwerpfiler
- 60 ml spuit
- Gebruiksaanwijzing