

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Chloordioxide HR teststrips

Voor een snelle bepaling met chemische reactie



- Zonder gevaar
- Snel
- Altijd bij de hand
- Semikwantitatief

Bestelnr.: 56S000550

Industrie

Gemeenten | Overige industrieën

Applikation

Controle desinfecteermiddel

Chloordioxide HR teststrips

Resultaten Teststrips geven snelle en zuivere resultaten zonder het gedoe van het gebruik van reagentia of tabletten. Met hun gebruiksgemak, onderdompeling en vergelijking zijn ze een populaire optie voor toepassingen waar snelheid en eenvoud voorop staan.

Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Chlorine Dioxide LR	0.5 - 100 mg/L ClO ₂