

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Koper strips 0,05-2 mg/l (25 pc.)

Voor een snelle bepaling met chemische reactie



- Zonder gevaar
- Snel
- Altijd bij de hand
- Semikwantitatief

Bestelnr.: 56S000625

### Industrie

Overige industrieën

### Applikation

Koelwater

### Koper strips 0,05-2 mg/l (25 pc.)

Resultaten Teststrips geven snelle en zuivere resultaten zonder het gedoe van het gebruik van reagentia of tabletten. Met hun gebruiksgemak, onderdompeling en vergelijking zijn ze een populaire optie voor toepassingen waar snelheid en eenvoud voorop staan.

### Meetbereik

Test Name

Copper-Test Strips

Meetbereik

0.05 - 2 mg/L Cu