

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SD 90 Zout



- Draagbare handmeetinstrumenten
- Scrollfunctie
- Compact & robuust
- Geheugenfunctie

Bestelnr.: 194804-16

Industrie

Chemische industrie | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Ngo | Olie-industrie | Openbaar zwembad | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | Zwembadservice

SD 90 Zout

De SD-serie bestaat uit een reeks compacte, gebruiksvriendelijke, draagbare instrumenten voor de nauwkeurige meting van pH, Redox/ORP, Con, TDS of zout. Met hun robuuste en volledig waterdichte (IP67) behuizing zijn deze meetinstrumenten de ideale oplossing voor in-situ tests in milieu-, industriële of zwembad- & spa-toepassingen.

De intuïtieve scrollfunctie en de verlichte display maken het mogelijk om eenvoudig te meten en tegelijkertijd het resultaat, de temperatuur, de datum/tijd en andere meetparameters weer te geven.

Het geheugen voor 25 records, elk met datum- en tijdstempel, maakt een eenvoudige registratie van de belangrijkste parameters mogelijk. De SD-serie werd ontwikkeld en geproduceerd volgens de Lovibond®-kwaliteitsnormen. De instrumenten zijn uitgerust met vervangbare elektroden om een lange levensduur en functionaliteit te garanderen.

Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Salinity	0 - 2 %

Technische gegevens

Meetbereik	0 - 60°, < 20,00 ppt stemt overeen met 2,00 %
Nauwkeurigheid	± 3 % FS
Display	22 x 22 mm lcd, verlichting geel/groen
Auto – OFF	Ja
IJking	tot 2-puntsinstelling voor handmatige modus +/- 50 % van de weergegeven waarde
intern geheugen	25 records, telkens met datum en tijdstempel
Stroomvoorziening	2 AAA-batterijen
Levensduur batterij	> 100 uur (continubedrijf, verlichting uit), batterijstatusweergave op de display
Klok	Real-time klok en datum
Draagbaarheid	Draagbaar
Temperatuurcompensatie	Automatisch
Resolutie meetwaarde	0.01 % (when set to "P" % unit) ; 1 ppm (< 2000 ppm) ; 0.01 ppt (2.0 - 20.00 ppt)
Resolution Temperature	0.1 °C; Accuracy: ± 1 °C,selectable °C / °F system
Beschermingsklasse	IP 67
Compliance	CE
Afmetingen	44 x 33 x 205 mm

Leveromvang

- Instrument in stevige kunststof box met ophangmogelijkheid
- 2 batterijen
- Omhangband
- Gebruiksaanwijzing

Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.
Vervangingselektrode voor SD 70 Con, SD 80 TDS, SD 90 Salt	194822
Microbatterijen (AAA), set van 4	1950026
Zout-NaCl kalibratieoplossing NaCl, 5.00 ppth	467621
Zout-NaCl kalibratieoplossing NaCl, 1000 ppm	467631

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje