

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Kit de Teste Ortofosfato PO-3

Deteção em caldeira, refrigeração e água de serviço



- Determinação quantitativa rápida
- Para testar água da caldeira, água de refrigeração e água de serviço
- Possibilidade de realização de ensaios de campo e de laboratório
- Económico devido às unidades de recarga baratas

Artigo No: 2418544

Kit de Teste Ortofosfato PO-3

Estes kits de teste foram especialmente desenvolvidos para a análise de água da caldeira, refrigeração e serviço. São utilizados métodos colorimétricos e titrimétricos. Cada kit de teste contém todos os produtos químicos e auxiliares necessários na forma líquida ou em pó. As instruções detalhadas descrevem a análise passo a passo. A entrega é feita numa caixa de plástico robusta e compacta. Naturalmente, reagentes de recarga baratos estão disponíveis para todos os kits de teste.

Nota de acordo com o regulamento da UE 2019/1148

Este produto é regulamentado pelo Regulamento (UE) n.º 2019/1148: todas as transações suspeitas, desaparecimentos e furtos significativos devem ser comunicados ao ponto de contacto nacional competente. https://ec.europa.eu/info/index_pt

Faixa de Medição

| Test Name | Faixa de Medição |
|-------------------|---|
| Phosphate (ortho) | 2.5 - 25 mg/L PO ₄ ³⁻ |

Dados Técnicos

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dimensões | 157 x 135 x 55 mm |
| Peso com embalagem | 137 g |