

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## DI 20 Incubator

Em conformidade com as diretrizes da OMS



Nossa nova incubadora DI 20 foi projetada para permitir que o usuário alcance padrões globais de água potável para testes, mesmo em ambientes difíceis.

A incubadora DI 20 é uma incubadora leve, portátil e de alta qualidade para testes microbiológicos de água usando placas. É a única incubadora do seu tipo que vem com aquecimento e resfriamento como padrão, garantindo que as amostras sejam incubadas na temperatura correta, não importando as condições ambientais.

Seu design inovador também inclui um pequeno suporte de placa de Petri utilizando nossas microplacas de aço inoxidável reutilizáveis, as placas permitem que cada incubadora realize até 20 testes.

Seu design elegante e botões pictográficos intuitivos garantem que ele possa ser usado com pouco ou nenhum treinamento, e suas luzes LED permitem que os usuários vejam de relance até que ponto da incubação, e que a temperatura é estável.

- Em conformidade com as diretrizes da OMS "Diretrizes para a qualidade da água potável 4ª edição".
- Design compacto e leve
- Aquecimento e Arrefecimento instalados de série
- Botões pictográficos intuitivos e únicos

Artigo No: 56B000714

### Indústria

ONG

### Dados Técnicos

Interfaces	USB
Fonte de Alimentação	12 V
Faixa de Temperatura	20 °C - 47 °C
Tolerância de Temperatura	± 0.5 °C
Conformidade	CE
Dimensões	116 x 165 x 116 mm

### Texto do Escopo de Entrega

- DI 20
- Cabos de alimentação
- 50 pratos de Petri
- Fonte de energia

## Acessórios

<b>Título</b>	<b>Artigo No</b>
Cabo de alimentação	136300
Cabo USB 2.0 A - Conector Micro B	190630
Titular placa de Petri	197139
Fornecimento de energia, 12 V / 48 W	19803550
Cabo da bateria	19803555
Placas de Petri, 10 pc.	400855

---

### **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

### **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

### **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

### **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

### **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha