

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Industrial EU Test Kit

O Teste de *legionellas* mais rápido do mundo



As *legionellas* são os gatilhos da doença do legionário, uma forma potencialmente fatal de pneumonia. Existem diretrizes mundiais para a luta contra *legionellas*.

No âmbito da revisão do regulamento relativo à água potável, foram definidos os principais parâmetros que devem ser testados semanal e mensalmente, a fim de minimizar o risco de *proliferação de legionella* a uma escala prejudicial nos sistemas de águas abertas.

Os kits de teste de proteção contra *Legionellas* Lovibond® "L8" incluem todos os testes recomendados para monitoramento semanal e mensal.

- Rápido, fácil e preciso
- Resultados em apenas 25 minutos!
- Confirma o desempenho dos protocolos de *prevenção e tratamento da legionella*
- Kits de teste para a detecção de *legionellas* disponíveis tanto com base em água como em biofilme

Artigo No: 56B006106

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria-Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | ONG | Outras Indústrias

Legionella Industrial EU Test Kit

O *kit de teste de legionellasé* usado para detectar *legionellas* em uma amostra de água - é ideal para aplicações online e uma variedade de aplicações industriais.

Este teste utiliza módulos de filtração de fibra oca ligados diretamente aos encaixes de ponto de amostra pretendidos (são fornecidos encaixes de rosca fêmea de 1/2" e 3/4"). A amostra filtrada aumenta a sensibilidade do teste.

Esta etapa de filtragem não requer bombeamento - basta conectar a conexão do ponto de amostragem ao sistema de água (por exemplo, um chuveiro ou um ponto de amostragem on-line) e usar a pressão do sistema para operar a filtragem. As seringas pré-cheias contêm o tampão de recuperação necessário para que não seja necessário fazer medição ou diluir soluções.

Com resultados em 30-35 minutos (incluindo o tempo de preparação da amostra), o teste proporciona uma compreensão e resposta imediatas às condições do sistema de água. O uso regular aumenta a confiança no seu *processo de controle de legionellase* reduz o risco de surtos e litígios!

Limite de detecção

1,000 / 10,000 CFU/l

No. de testes

5

Texto do Escopo de Entrega

- 5 tiras de teste com pipetas de distribuição
- 5 seringas com tampão de recuperação
- Vidro de colheita de amostras
- 5 Filtro descartável
- Suporte de amostras com rosca interna
- Escala de classificação
- Instruções de utilização
- Estojo de transporte

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha