

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Water Safety Kit Combined Duo

Conjunto de ensaio especial alargado para água potável não só para ONG



- Kits de resposta de emergência para situações de catástrofe e monitorização da água no outback
- Equipamento para análise química e microbiológica em dois casos

Artigo No: 56K681252

Você precisa de resultados de testes seguros, rápidos e fiáveis em situações difíceis como catástrofes ou monitorização de água potável em ambientes rurais sem laboratórios? Tem a certeza imediata sobre a qualidade da água potável para salvar a saúde e vidas? Leve consigo tudo o que precisar e combine métodos microbiológicos e métodos químicos simples de análise.

Tome o Water Safety Kit Chemical mais pequeno numa mão e o Water Safety Kit Microbiology maior nas costas na mochila opcional. Pode testar diferentes tipos de bactérias no local devido à função de aquecimento e arrefecimento da nossa incubadora DI 20 placa de petri.

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | ONG | Outras Indústrias | Piscinas Domésticas | Piscinas Públicas | Serviços para Piscinas

Aplicação

Água de Caldeira | Água de Refrigeração | Controle de Água de Piscina | Controle de Desinfecção | Tratamento de Água Bruta | Tratamento de Água Potável | Tratamento de Esgotos

Water Safety Kit Combined Duo

Combinar a análise microbiológica e físico-química de alguns dos parâmetros mais críticos para determinar a adequação da água para consumo. Leve o equipamento completo alargado, incluindo duas incubadoras para testes bacteriológicos, para qualquer lugar que necessite de um resultado de teste imediato e fiável.

Graças às suas caixas resistentes e à prova de fugas, os kits são fáceis de transportar. Mesmo o pessoal não técnico pode utilizá-los graças a instruções ilustradas.

Utilizador

Organizações sem fins lucrativos (ONG's) | Investigação e desenvolvimento médico | Institutos, Universidades, Escolas | Organização Municipal de Saúde (OMS)

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição	Método Químico
Amónio T	0.02 - 1 mg/L N	Indophenole Blue
Bactérias aeróbias (TVC)/ coliformes		
Bactérias aeróbias (TVC)/ E.Coli, coliformes		
Chlorine T	0.01 - 6.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Condutividade	0 - 20 mS/cm	
Nitrato T	0.08 - 1 mg/L N	Zinc Reduction / NED
pH	0 - 14	
Turvação	0.01 - 1100 NTU	

Texto do Escopo de Entrega

- 1 caso Water Safety Kit Microbiology Duo
- 1 caso Water Safety Kit Chemical

Acessórios

Título	Artigo No
Cabo de alimentação	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU)	194150
Garrafas	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa	385130
Recipiente de plástico, graduado a 30 ml, com tampa	385132
Placas de Petri, 10 pc.	400855
ValidCheck Cloro 1,5 mg/l	48105510
Vareta de agitação e colher de pó	56A006601
Backpack para Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Jarro de medição	56A018501
Filtração por membrana	56A023801
Pinças	56A604201
Filtração por membrana	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslides (Macconkey)	56B010410
D005 TTC/Chromogenic Dipslides	56B010510
KS3-pH 10 solução tampão 65 ml	56L000365
KS6-pH 4 solução tampão 65 ml	56L000665
KS9-pH 7 solução tampão 65 ml	56L000965
KS16-1413US Solução padrão de condutividade	56L001665
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha