

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Water Safety Kit Microbiology

Equipamento de teste microbiológico móvel para situações exigentes



É preciso certeza e fiabilidade para resultados de testes em situações de emergência ou em zonas sem laboratórios. O Water Safety Kit Microbiology contém todo o equipamento necessário para a realização da componente de análise microbiológica para água potável segura. Devido à função de aquecimento e arrefecimento da incubadora DI 20, é possível testar diferentes tipos de bactérias. Pode efectuar a filtração com equipamento esterilizável, incluindo amostrador, frasco filtrante e bomba de vácuo no local - equipamento de esterilização não incluído. Uma mochila está disponível como opção para este kit, para permitir facilidade de transporte.

- Testes de coliformes e bactérias E. coli de acordo com as normas da OMS
- DI 20 com aquecimento e arrefecimento como padrão
- Backpack está disponível como um extra opcional

Artigo No: 56K681254

### Indústria

ONG | Outras Indústrias

### Aplicação

Tratamento de Água Potável

### Water Safety Kit Microbiology

Toma todo o equipamento de teste contigo de uma mão ou de costas em todas as situações. Este kit inclui tudo o que precisa para determinar bactérias directamente no local e monitorizar a qualidade da água potável mesmo quando não tem nenhum laboratório por perto. A incubadora DI 20 com a sua capacidade única de aquecimento e arrefecimento como padrão garante resultados realistas.

### Utilizador

Organizações sem fins lucrativos (ONG's) | Investigação e desenvolvimento médico | Institutos, Universidades, Escolas | Organização Mundial de Saúde (OMS)

### Dados Técnicos

Dimensões	487 x 229 x 386 mm
Peso com embalagem	14.75 kg

# Texto do Escopo de Entrega

- Caneta Marcadora
- 2,5" Bailer com corda
- Filter Flask, 500 ml
- Pesouras
- Bomba, 35 ml de curso
- 5 Recipiente universal e colher, 30 ml
- DB 513 Shaker Tube com tampa, 100 ml
- 150 EZ Pack Filters
- 5 Pipeta descartável, 1.5 ml (EDT222)
- DI 20 Incubadora
- 200 Media Pads e dispensador
- Incubadora de Chumbo/Ácido
- Incubadora de Bateria
- Membrana Lauryl sulfato de Caldo, 40 g
- Manual de instruções para o Water Safety Kit Microbiology
- Manual de instruções para a Incubadora DI 20
- Case

## Acessórios

Título	Artigo No
Cabo de alimentação	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Garrafas	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa	385130
Placas de Petri, 10 pc.	400855
Backpack para Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Jarro de medição	56A018501
Filtração por membrana	56A023801
Pinças	56A604201
Filtração por membrana	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslides (Macconkey)	56B010410
D005 TTC/Chromogenic Dipslides	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha