

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Water Safety Kit Microbiology Duo

Equipamento de teste microbiológico móvel com 2 incubadoras



- Testar coliformes e bactérias de E. coli de acordo com as normas da OMS
- Testar diferentes formas de bactérias em simultâneo com 2 incubarotes
- DI 20 com aquecimento e arrefecimento como padrão

Artigo No: 56K681255

Disaster situation or potable water monitoring in demanding situations: You need certainty and reliability for test results in everywhere. The Water Safety Kit Microbiology Duo contains all the equipment necessary to perform the microbiological analysis component for safe drinking water. Due to the heating and cooling function of the DI 20 incubator you can test different sorts of bacteria - with both incubators simultaneously! Perform filtration with sterilisable equipment including sampler, filter flask & vacuum pump on-site - sterilisation equipment not included. With the optional backpack you can take the kit everywhere with you.

### Indústria

ONG | Outras Indústrias

### Aplicação

Tratamento de Água Potável

### Water Safety Kit Microbiology Duo

Por um lado ou no verso: Este kit de teste acompanha-o em todas as situações com o equipamento completo de teste microbiológico. Teste diferentes tipos de bactérias directamente no local - com ambas as incubadoras mesmo em simultâneo! Certifique-se da qualidade da água potável em todo o lado, mesmo quando não há nenhum laboratório nas proximidades. A incubadora DI 20 com a sua capacidade única de aquecimento e arrefecimento como padrão garante resultados reais.

### Utilizador

Organizações sem fins lucrativos (ONG's) | Investigação e desenvolvimento médico | Institutos, Universidades, Escolas | Organização Municipal de Saúde (OMS)

### Dados Técnicos

Dimensões	487 x 229 x 386 mm
Peso com embalagem	18.75 kg

## Texto do Escopo de Entrega

- Caneta Marcadora
- 2,5 "Bailer com corda
- Frasco de filtro, 500ml
- Pinça
- Bomba, curso de 35ml
- 5 Recipiente universal e colher, 30 ml
- Tubo agitador DB 513 com tampa, 100 ml
- 150 filtros EZ Pack
- 5 Pipeta descartável, 1,5 ml (EDT222)
- 2 Incubadora DI 20
- Almofadas de mídia 200 e dispensador
- Chumbo / ácido da bateria da incubadora
- a filtração dispositivo
- 50 do prato de Petri para DI 20 Incubadora
- chumbo Conjunto IEC C13, (3 pino
- Membrana Lauril sulfato de Caldo, 40 g
- Manual de instruções para Microbiologia do Kit de Segurança da Água
- Manual de instruções para Incubadora DI 20
- Mala

## Acessórios

Título	Artigo No
Cabo de alimentação	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Garrafas	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa	385130
Placas de Petri, 10 pc.	400855
Backpack para Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Jarro de medição	56A018501
Filtração por membrana	56A023801
Pinças	56A604201
Filtração por membrana	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslides (Macconkey)	56B010410
D005 TTC/Chromogenic Dipslides	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

**Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha