


Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Tiras de HR de Cloro

For fast determination with chemical reaction



- Isemto de perigos
- Rápido
- Sempre à mão
- Semiquantitativo

Artigo No: 56S000190

Indústria

Outras Indústrias

Aplicação

Controle de Desinfecção

Tiras de HR de Cloro

Os resultados das tiras de teste fornecem resultados rápidos e limpos sem o incômodo de utilizar reagentes ou comprimidos. Com sua facilidade de uso, imersão e comparação, eles são uma opção popular para aplicações onde a velocidade e a simplicidade são fundamentais.

Faixa de Medição

| Test Name | Faixa de Medição |
|-----------|-------------------------------|
| Cloro | 10 - 200 mg/L Cl ₂ |