

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Pooltester cobre pH oxigénio ativo

The fast assistants for Pool Testing



- Fácil de usar
- Design futurista
- Os comprimidos RAPID dissolvem-se rapidamente
- A mais alta precisão

Artigo No: 155235

### Alta precisão de medição

Os valores de cloro (0 - 3,0 mg/l) e valor pH (6,8 - 8,2) são mapeados com elevada precisão de medição. Terá certeza rapidamente e poderá tomar contramedidas se necessário.

### Intuitivo

A operação do testador é auto-explicativa. E se não tiveres a certeza: Um olhar sobre a embalagem e as instruções intuitivamente compreensíveis é suficiente para eliminar as ambiguidades.

### Ergonomia

A tampa ergonomicamente otimizada garante uma aderência segura.

### Indústria

Piscinas Domésticas | Serviços para Piscinas

### Aplicação

Controle de Água de Piscina

### Pooltester cobre pH oxigénio ativo

O testador Pool permite a medição simultânea do agente de tratamento de água e do valor pH.

### Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Active-oxygen	0 - 10 mg/l O <sub>2</sub>
Copper	0.1 - 1 mg/l Cu
pH	6.8 - 8.2 pH

# Texto do Escopo de Entrega

- Testador Pool em caixa plástica robusta
- Comprimidos reagentes para 20 análises cada
- Instruções de utilização

## **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
Fax: +49 (0)231/94510-30  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germany

## **Tintometer China**

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com  
USA

## **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
UK

## **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

## **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@tintometer.com  
www.lovibondwater.in  
India

## **Tintometer AG**

Hauptstraße 2  
5212 Hausen AG  
Tel.: +41 (0)56/4422829  
Fax: +41 (0)56/4424121  
info@tintometer.ch  
www.tintometer.ch  
Switzerland

## **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@tintometer.com.br  
www.lovibond.com.br  
Brazil

## **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spain