

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Компаратор CHECKIT® Водный баланс "5 в 1" хлор DPD/pH/циануровая кислота/ кальциевая жесткость/щелочность М

Найдите соответствие на цветной пластине



- Простота в обращении
- Точное дозирование реагента
- Минимальный срок годности таблетированных реагентов от 5 до 10 лет
- Высокая точность анализа

Номер заказа: 147028

#### Пошаговые инструкции

Многоязычное руководство по эксплуатации содержит подробные пошаговые инструкции по проведению тестов, чтобы даже "нехимики" могли быстро получить надежные и точные результаты измерений.

#### Широкий выбор параметров

По многим параметрам в распоряжении имеется несколько областей и методов измерения. Дополнительные параметры тестирования можно ввести путем приобретения дополнительных пластин и реагентов - для всех тестов подойдет один и тот же компаратор.

#### Цельный корпус компаратора

Прочная конструкция цельного корпуса компаратора не имеет "подвижных частей", которые могут сломаться или потеряться. Просто вставьте пластину в корпус до защелкивания, и прибор готов к началу работы. Результаты теста можно легко считать в окне результатов.

#### Легкое считывание результатов

Диффузная панель с обратной стороны компаратора CHECKIT® помогает равномерно распределять свет между двумя кюветами. Это упрощает нахождение точного цветового соответствия и помогает пользователю визуально компенсировать возможную мутность пробы.

#### Непрерывный переход оттенков

Цветные пластины CHECKIT® обеспечивают непрерывный переход оттенков, что позволяет выполнить прямое сравнение цветов - результат не нужно выделять между двух цветовых эталонов.

## Промышленность

Коммуны | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Судходство | Частный бассейн

## Применение

Контроль воды в бассейне | Контроль дезинфицирующих-средств | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода

## Компаратор CHECKIT® Водный баланс "5 в 1" хлор DPD/pH/циануровая кислота/кальциевая жесткость/щелочность М

Тестовые наборы для компараторов CHECKIT® представляют собой точные, простые в использовании комплекты для анализа воды. Просто поместите реагент в кювету и вращайте пластину до тех пор, пока не найдете соответствие цвету подготовленной пробы, а затем считываете концентрацию.

## Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений	Химический метод
Alkalinity-m	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>	
Chlorine HR T	0 - 4 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Cyanuric acid	20 - 200 mg/L CyA	
Hardness, calcium	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>	
pH value T	6,5 - 8,4 pH	Фенол красный

## Объем поставки

- CHECKIT® Comparator со стандартной оптикой
- CHECKIT® Disc pH
- CHECKIT® Disc Chlorine DPD
- 3 кюветы пластиковые, 10 мл с крышкой
- DV 513 градуированная пластиковая банка, 100 мл
- Пластиковые пробирки для центрифуги
- Круглая бутылка 100 мл
- Шприц МИНИКИТ циануровой кислоты
- Пластиковый стержень для перемешивания 10 см
- Щетка 105 мм
- Мерный стакан 100 мл
- 100 таблеток реагента DPD № 1 Rapid
- 100 таблеток реагента DPD № 3 Rapid
- 100 быстрорастворимых таблеток с быстрым реагентом
- 100 таблеток реагента CyA тест
- 100 таблеток реагента ALK TEST
- 100 таблеток реагента CALTEST
- руководства
- Гарантийное заявление
- в чемодане

## Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 10 штук	145500
Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 5 штук	145505
Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 100 штук	145510
Стойка для 10 круглых кювет Ø 16 мм	418957

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

**Tintometer China**

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания