

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Тестовый пакет Озон (DPD), попутно хлору

Найдите соответствие на цветной пластине



- Простота в обращении
- Точное дозирование реагента
- Минимальный срок годности таблетированных реагентов от 5 до 10 лет
- Высокая точность анализа

Номер заказа: 147770

#### Пошаговые инструкции

Многоязычное руководство по эксплуатации содержит подробные пошаговые инструкции по проведению тестов, чтобы даже "нехимики" могли быстро получить надежные и точные результаты измерений.

#### Широкий выбор параметров

По многим параметрам в распоряжении имеется несколько областей и методов измерения. Дополнительные параметры тестирования можно ввести путем приобретения дополнительных пластин и реагентов - для всех тестов подойдет один и тот же компаратор.

#### Цельный корпус компаратора

Прочная конструкция цельного корпуса компаратора не имеет "подвижных частей", которые могут сломаться или потеряться. Просто вставьте пластину в корпус до защелкивания, и прибор готов к началу работы. Результаты теста можно легко считать в окне результатов.

#### Легкое считывание результатов

Диффузорная панель с обратной стороны компаратора CHECKIT® помогает равномерно распределять свет между двумя кюветами. Это упрощает нахождение точного цветового соответствия и помогает пользователю визуально компенсировать возможную мутность пробы.

#### Непрерывный переход оттенков

Цветные пластины CHECKIT® обеспечивают непрерывный переход оттенков, что позволяет выполнить прямое сравнение цветов - результат не нужно выделять между двух цветовых эталонов.

#### Промышленность

Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

#### Применение

Подготовка питьевой воды

#### Тестовый пакет Озон (DPD), попутно хлору

Тестовые наборы для компараторов CHECKIT® представляют собой точные, простые в использовании комплекты для анализа воды. Просто поместите реагент в кювету и вращайте пластину до тех пор, пока не найдете соответствие цвету подготовленной пробы, а затем считываете концентрацию.

#### Диапазон измерений

| Test Name                       | Диапазон измерения        | Химический метод |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| Ozone in presence of chlorine T | 0 - 1 mg/L O <sub>3</sub> | DPD / глицин     |

## Объем поставки

- Пластина СНЕСКИТ®
- Реагенты в среднем на 30 анализов
- 2 кюветы
- Принадлежности
- Руководство по эксплуатации
- Понадобится базовый блок компаратора для наборов СНЕСКИТ®, каталожный №: 145000 или 145010

## Аксессуары

| Заголовок                                                                       | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 10 штук  | 145500       |
| Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 5 штук   | 145505       |
| Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 100 штук | 145510       |
| Стойка для 10 круглых кювет Ø 16 мм                                             | 418957       |

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies