

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## "5 в 1"

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 151900

### Компактность

Многофункциональный тестер для бассейнов "5 в 1" объединяет пять важнейших параметров в одном тестовом наборе, что заметно упрощает работу пользователя.

### Готовность к немедленному использованию

Благодаря входящим в комплект принадлежностям вы можете использовать многофункциональный тестер для бассейнов немедленно. **Включенные позиции:** Различные таблетированные реагенты, две емкости для проб по 30 мл и 100 мл, палочка для перемешивания, щетка и многоязычная инструкция.

### Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

### Применение

Контроль воды в бассейне | Ликвидация последствий стихийных бедствий

### "5 в 1"

Постоянный обзор важнейших параметров. Надежные результаты и удобство в обращении. Превосходный спутник для владельца частного бассейна: Наш многофункциональный тестер для бассейнов "5 в 1".

### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Alkalinity-m	20 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Calcium hardness	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Cyanuric acid	20 - 200 mg/L CyA
pH	6.8 - 8.2 pH

## Объем поставки

- Тестер для бассейнов хлор - рН LR в прочной пластиковой коробке
- Мерный стакан для циануровой кислоты
- Пластиковый контейнер с крышкой (100 мл)
- Пластиковый контейнер с крышкой (30 мл)
- Щетка для чистки
- Палочка для перемешивания
- По 20 таблеток реагентов DPD № 1 Rapid, DPD № 3 Rapid, Phenolred Rapid
- По 10 таблеток реагентов для тестов СуА, Alk, CAL
- Руководство по эксплуатации

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies