

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Тестер для бассейнов бигуанид (полигексанид-РНМВ)/Перекись водорода (H₂O₂)/рН в коробке

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 156100

Высокая точность измерения

Результаты отображаются с высокой точностью измерений. Вы быстро получите достоверные сведения и сможете принять контрмеры в случае необходимости.

Понятность на интуитивном уровне

Работа с тестером не требует дополнительных объяснений. Но если все-таки возникнет сомнение: Для устранения неясности достаточно взглянуть на упаковку с интуитивно понятной инструкцией.

Эргономичный дизайн

Эргономичная усовершенствованная крышка обеспечивает надежный захват.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне

Тестер для бассейнов бигуанид (полигексанид-РНМВ)/Перекись водорода (H₂O₂)/рН в коробке

Тестер для бассейнов позволяет одновременно выполнять измерение средства для подготовки воды и значения рН.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Hydrogen peroxide	5 - 50 mg/L H ₂ O ₂
pH	6.8 - 8.2 pH
PHMB	10 - 100 mg/L PHMB

Объем поставки

- Тестер для бассейнов в прочной пластиковой коробке
- Таблетированные реагенты на 20 анализов каждый
- Руководство по эксплуатации

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies