

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовый набор на общую жесткость (°dh)

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 2418411

### Тестовый набор на общую жесткость (°dh)

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охлаждающей и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции. Поставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозаправки.

### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Hardness carbonate (new version)	1 drop = 1 or 0.5 °dH

### Технические данные

Размеры	90 x 36 x 36 mm
Вес с упаковкой	30 g