

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Тестовый набор на жесткость, карбонат КН-1

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 2418413

Тестовый набор на жесткость, карбонат КН-1

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охлаждающей и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции. Поставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозаправки.

Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений |
|----------------------------------|-----------------------|
| Hardness carbonate (new version) | 1 drop = 1 or 0.5 °dH |