

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Тестовый набор на щелочность РМ-1

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 2418501

Тестовый набор на щелочность РМ-1

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охлаждающей и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции.

Поставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозирования.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Alkalinity PM-1 (p- + m value)	1 drop = 1 or 0.5 mmol/l

Технические данные

Размеры	157 x 135 x 55 mm
Вес с упаковкой	183 g