

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Тестовый набор на жесткость, остаточную жесткость RH-1

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 2418714

Тестовый набор на жесткость, остаточную жесткость RH-1

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охлаждающей и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции. Поставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозаправки.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Hardness residual	1 drop = 0.1 or 0.05 °dH

Технические данные

Размеры	90 x 72 x 36 mm
Вес с упаковкой	90 g