

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MD 200 Перекись водорода, рН, жидкие реагенты

Точный контроль воды, высококачественная конструкция, технология интерференционных фильтров



- Автоматическое отключение
- Часы реального времени и даты
- Индикатор функции регулирования
- Дисплей с подсветкой

Номер заказа: 2888102

Универсальное использование

Фотометр MD 200 можно использовать практически во всех областях анализа воды.

Точность и неприхотливость

Точные результаты измерений, воспроизводимые в любой момент времени, обеспечивает прецизионная оптика, которая помимо светодиодов, выступающих в качестве стабильных источников света, содержит высококачественные интерференционные фильтры. Благодаря этим компонентам фотометр не нуждается в частом техническом обслуживании.

Удобство для пользователя

Прибор впечатляет высоким комфортом управления, эргономичной конструкцией и компактными габаритами, что делает работу с ним простой и безопасной.

Реагенты

Используйте устойчивые, таблетированные реагенты Lovibond® (гарантированный срок годности 5-10) или жидкие реагенты Lovibond®.

Промышленность

Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производственных напитков | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Применение

Контроль воды в бассейне | Контроль дезинфицирующих средств | Котельная вода | Обработка сточных вод | Обработка сырой воды | Подготовка питьевой воды

MD 200 Перекись водорода, рН, жидкие реагенты

Универсальность, компактность и: Высокоточная оптика настольного фотометра MD 200 сочетает высококачественные интерференционные фильтры и долговечные светодиоды в качестве источников света. Результат: Точные результаты измерений в любой момент времени - вне зависимости от места использования.

Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений | Химический метод |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| H ₂ O ₂ HR L | 40 - 500 mg/L H ₂ O ₂ | Тетрахлорид титана / кислота |
| H ₂ O ₂ LR L | 1 - 50 mg/L H ₂ O ₂ | Тетрахлорид титана / кислота |
| Уровень pH L | 6.5 - 8.4 pH | Фенол красный |

Технические данные

| | |
|---------------------------------|--|
| Оптика | Световые диоды - фотоэлемент - парное расположение в прозрачной измерительной нише. В зависимости от версии используется до 3 интерференционных фильтров. Характеристики длины волны интерференционных фильтров: 430 нм Δλ = 5 нм 530 нм Δλ = 5 нм 560 нм Δλ = 5 нм 610 нм Δλ = 6 нм |
| Корректность длины волны | ± 1 nm |
| Фотометрический диапазон | -2500 - 2500 mAbs |
| Фотометрическая точность | 3 % FS (T = 20 °C – 25°C) |
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой (по нажатию кнопки) |
| Интерфейсы | Инфракрасный |
| Обслуживание | Пленочная клавиатура |
| Auto – OFF | Да |
| Юстировка | Заводская и пользовательская настройка. Возврат к заводской настройке возможен в любое время |
| Встроенная память | внутренний кольцевой буфер на 16 наборов данных |
| Электроснабжение | 4 батареи (AA) |
| Срок службы батареи | около 53 часов |
| Часы | Часы реального времени и даты |
| Переносимость | Портативный |
| Окружающие условия | 5 - 40°C при относительной влажности воздуха 30 - 90% (без конденсации) |
| Класс защиты | IP 68 |
| Соответствие | CE |
| Размеры | 110 x 55 x 190 mm |

Объем поставки

- Пластиковый кофр с 4 батареями (AA)
- 1 Переходник для круглых кювет 16 мм
- 3 круглые кюветы с крышками Ø 24 мм
- 3 Круглая ячейка с крышкой Ø 16 мм
- Уплотнительные кольца
- 1 мешалка
- 1 щетка
- 1 Дозировочный шприц (10 мл)
- Реагент на перекись водорода
- Раствор феноловый красный
- Руководство по эксплуатации
- Руководство по методам
- Сертификаты (соответствия)
- Гарантийная декларация

Аксессуары

| Заголовок | Номер заказа |
|--|--------------|
| Устройство для отбора проб с бутылкой 250 мл и крышкой, AF 631 | 170500 |
| Батареи (AA), комплект из 4 штук | 1950025 |
| Круглая ячейка с крышкой Ø 24 мм, высота 48 мм, 10 мл, комплект из 12 штук | 197620 |
| Уплотнительное кольцо для круглых кювет 24 мм, набор из 12 шт | 197626 |
| Круглая ячейка с крышкой Ø 24 мм, высота 48 мм, 10 мл, комплект из 5 штук | 197629 |
| Чистящая салфетка | 197635 |
| Круглая ячейка с крышкой Ø 16 мм, высота 90 мм, 10 мл, комплект из 10 штук | 197665 |
| Переходник для круглых кювет 16 мм | 19802190 |
| Крышка отсека для батареи | 19802241 |
| Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
| Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
| Набор поверочных эталонов для MD 100 / 200 | 215670 |
| Набор контрольных эталонов для измерения pH 7,45 pH (MD 100/110/200) | 275670 |
| Пластиковая палочка для перемешивания длиной 13 см | 364100 |
| Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см | 364109 |
| Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 13 штук | 364120 |
| Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 10 штук | 364130 |
| Набор для мембранной фильтрации проб, 25 мембранных фильтров 0,45 микрометра, 2 шприца 20 мл | 366150 |
| Бутылка 250 мл, AF 631 | 375069 |
| Щетка, длина 11 см | 380230 |
| Мерный стакан, 100 мл | 384801 |
| Стойка для 6 круглых кювет Ø 24 мм | 418951 |
| Стойка для 10 круглых кювет Ø 16 мм | 418957 |
| Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
| Сертификат на каждый метод | 999855 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания