

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



AF 357 Набор для питьевой воды

Наличие более 400 различных цветных пластин



- Наличие более 400 различных цветных пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 413570

Возможность использования в различных областях

Компаратор 2000+ имеет многогранное применение: Он так же хорошо подходит для использования в бассейне, как и в научно-исследовательском центре, университете или на станции подготовки питьевой воды.

Лампа дневного света

Чтобы даже в условиях плохой видимости вы могли в любое время выполнять надежные и стабильные измерения, мы рекомендуем использовать лампу дневного света (опция), работающую от сети или от батареи. В таком случае условия освещения всегда будут одинаковыми. Вне зависимости от места выполнения замеров.

Многообразие возможных анализов

Для компаратора 2000+ доступно более 400 цветных пластин и множество реагентов. Среди них обязательно найдется и нужная вам комбинация. И если вам однажды придется ее изменить, это можно сделать без открытия компаратора.

Встроенная призма

Встроенная призма оптически переносит цветные эталоны пластины и окрашенную пробу в одно поле зрения.

Промышленность

Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Фармацевтическая промышленность

Применение

Контроль воды в бассейне | Контроль дезинфицирующих средств | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода

AF 357 Набор для питьевой воды

Компаратор 2000+ представляет собой многогранную колориметрическую систему для анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов между точностью и воспроизводимостью: Компаратор 2000+ может использоваться во многих областях. Плавательные бассейны, научные исследования или подготовка питьевой воды - вот лишь некоторые примеры.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений	Химический метод
Chloride	10 - 5000 mg/L Cl ⁻	
Chlorine T	0.02 - 0.3 mg/L Cl ₂	DPD
Chlorine T	0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂	DPD
Fluoride T	0 - 1.6 mg/L F ⁻	SPADNS
Hardness, total	10 - 500 mg/L CaCO ₃	
Hazen	10 - 90 mg/L Pt	Стандартный метод «Платина-кобальт» (APHA)
pH value T	6.0 - 7.6 pH	Бромтимоловый синий
pH value T	6.8 - 8.4 pH	Фенол красный

Объем поставки

- Компаратор 2000+
- Полевой набор Nessleriser
- Цветные пластины компаратора для хлора, фторида, шкалы Хазена и значения pH
- 4 кюветы для компаратора, 10 мл, глубина слоя 13 мм
- 2 стеклянные кюветы компаратора, глубина слоя 40 мм
- 2 трубки Nessleriser AF306, 50 мл с пробкой
- Смесительный цилиндр для определения содержания хлорида и общей жесткости
- 1 стеклянная палочка для перемешивания
- 1 коробка фильтровальной бумаги, 9 см ø
- 1 фильтровальная воронка
- 1 бутылка для проб 250 мл
- 1 пипетка 0,1 - 0,5 мл
- Таблетированные реагенты для каждого параметра
- Пластиковая палочка для перемешивания
- Щетка для чистки
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Лампа дневного света, работа от батареи	142050
Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 10 штук	145500
Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, 50 мл, AF 306	353060
Стеклянная палочка для перемешивания длиной 20 см	364080
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 13 штук	364120
Пластиковая воронка с ручкой	471007
Стеклянная кювета W 680/OG/40, глубина слоя 40 мм	606890

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания