Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Тестовый набор MINIKIT AF 422

Универсальные экспресс-тесты для широкого спектра применения



- Простота обращения и точное дозирование
- Минимальный срок годности 5 лет для таблеток в алюминиевой фольге
- Высокая точность анализа
- Простая доставка

Номер заказа: 414220

Многообразие методов тестирования

Тестовые наборы MINIKIT доступны для различных методов тестирования:

Вам на выбор предлагаются ручные методы тестирования, методы измерения мутности или числа таблеток, а также так называемый экспресс-метод.

Интуитивно понятное применение

С тестовым набором MINIKIT любой получит надежные и безошибочные результаты: будь то профессионал или любитель.

Длительный срок годности

Используемые в наборах MINIKIT реагенты сохраняют годность в течение 5 лет. И самое главное - на них не распространяются никакие ограничения по транспортировке.

Возможность непосредственного использования

Помимо тестового набора в складной коробке также содержатся мерный сосуд, необходимые принадлежности, а также таблетированный реагент примерно на 30 тестов.

Промышленность

Коммуны | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Судоходство

Тестовый набор MINIKIT AF 422

Наборы удобны для пользователя и подходят для решения широкого круга задач по анализу воды.

Благодаря разнообразию методов тестирования наборы MINIKIT станут вашим надежным спутником.

Диапазон измерений

Test NameДиапазон измеренийCyanuric acid20 - 200 mg/L CyA

Объем поставки

- Комплект в складной коробке
- Таблетированный реагент в среднем на 30 тестов
- Мерный сосуд
- Необходимые принадлежности
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары

 Заголовок
 Номер заказа

 Щетка, длина 11 см
 380230

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing Schleefstraße 8-12 44287 Dortmund Tel.: +49 (0)231/94510-0 sales@lovibond.com www.lovibond.com

Tintometer BrazilCaixa Postal: 271

CEP: 13201-970 Jundiaí – SP Tel.: +55 (11) 3230-6410 sales@lovibond.us www.lovibond.com.br

Бразилия

The Tintometer Limited

Lovibond House Sun Rise Way Amesbury, SP4 7GR Tel.: +44 (0)1980 664800 Fax: +44 (0)1980 625412 sales@lovibond.uk www.lovibond.com ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive Sarasota, FL 34243 Tel: 941.756.6410 Fax: 941.727.9654 sales@lovibond.us www.lovibond.us CLIJA

Tintometer China

16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Room 1001, China Life Tower

Tintometer India Pvt. Ltd.

Индия

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor Sanathnagar Industrial Estate, Hyderabad, 500018 Telangana Tel: +91 (0) 40 23883300 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892 indiaoffice@lovibond.in www.lovibondwater.in

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard, Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6 Fax: +60 (0)3 3325 2287 lovibond.asia@tintometer.com www.lovibond.com

Tintometer Spain

Postbox: 24047 08080 Barcelona Tel.: +34 661 606 770 sales@tintometer.es www.lovibond.com Испания

Возможны технические изменения
Отпечатано в Германии
Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies