# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



# Инкубатор для пластинок DI 10

Для контролируемого роста бактерий



Чтобы иметь возможность сравнивать результаты дипслайдов и других микробиологических тестов, таких как Coliform / E-coli Test Kit, из недели в неделю, время инкубации и температура инкубации должны быть одинаковыми при каждом проведении теста. Это гарантирует, что рост бактерий всегда будет контролируемым и равномерным. Поэтому инкубатор DI10 является важным и необходимым шагом в анализе микробиологической активности в воде. Инкубатор Lovibond® DI 10 обеспечивает надежную инкубацию на месте, в лаборатории или даже в поездке на автомобиле. Для инкубации дипслайдов мы рекомендуем приобрести держатель дипслайдов. Он обеспечивает надежную подставку для 12 дипслайдов в DI10 в течение периода инкубации.

- Прочная конструкция
- Емкость до 12 пластинок или 10 чашекПетри
- Выдающаяся стабильность температуры
- Возможность эксплуатации в автомобиле

Номер заказа: 56В000701

#### Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

#### Технические данные

Дисплей	1 x 16 bit Backlit LCD
Электроснабжение	12 V
	110 V
	240 V
Размеры	246 x 215 x 162 mm

## Объем поставки

- DI 10
- Блок питания
- Набор кабелей питания (UK, EU & USA)
- Кабель для прикуривателя и 8 адаптеров для подключения
- Руководство по эксплуатации

#### Аксессуары

Заголовок	Номер за- каза
Набор кабелей питания	136300
Блок питания, 12 В / 48 Вт	19803550
Держатель пластинки для микробиологического анализа	56B000801

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing Schleefstraße 8-12 44287 Dortmund Tel.: +49 (0)231/94510-0 sales@lovibond.com www.lovibond.com Германия

#### **Tintometer Brazil** Caixa Postal: 271

CEP: 13201-970 Jundiaí - SP Tel.: +55 (11) 3230-6410 sales@lovibond.us www.lovibond.com.br

Бразилия

#### The Tintometer Limited

Lovibond House Sun Rise Way Amesbury, SP4 7GR Tel.: +44 (0)1980 664800 Fax: +44 (0)1980 625412 sales@lovibond.uk www.lovibond.com ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

#### Tintometer Inc.

США

6456 Parkland Drive Sarasota, FL 34243 Tel: 941.756.6410 Fax: 941.727.9654 sales@lovibond.us www.lovibond.us

#### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Индия

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor Sanathnagar Industrial Estate, Hyderabad, 500018 Telangana Tel: +91 (0) 40 23883300 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892 indiaoffice@lovibond.in www.lovibondwater.in

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard, Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6 Fax: +60 (0)3 3325 2287 lovibond.asia@tintometer.com www.lovibond.com Малайзия

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047 08080 Barcelona Tel.: +34 661 606 770 sales@tintometer.es www.lovibond.com Испания