

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Инкубатор для пластинок DI 10

Идентификация микроорганизмов и многое другое



Инкубатор Lovibond® DI 10 обеспечивает надежную инкубацию пластинок для микробиологического анализа на месте, в лаборатории или даже в дороге в салоне автомобиля.

Национальные и европейские директивы содержат практические указания по мониторингу, очистке, тестированию, а также по профилактике опасной легионеллы в водных системах.

Пластинки для микробиологического анализа представляют собой ключевую часть программы тестирования и подлежат регулярному и корректному применению в рамках предписанной процедуры; для получения информативных результатов они должны использоваться еженедельно.

Период и температура инкубации при каждом выполнении теста должны быть одинаковыми, чтобы обеспечивался контролируемый и стабильный рост бактерий. В таком случае результаты за разные недели будут сопоставимыми, и высокое количество микробов будет проще установить. Инкубация пластинок для микробиологического анализа проходит обычно при температуре 30°C в течение 48 часов, но в зависимости от области применения здесь возможны варианты.

Инкубатор Lovibond® DI 10 позволяет осуществлять эффективный микробиологический контроль охлаждающей воды в соответствии с различными европейскими директивами путем использования пластинок для микробиологического анализа.

- Прочная конструкция
- Емкость до 12 пластинок или 10 чашек Петри
- Выдающаяся стабильность температуры
- Возможность эксплуатации в автомобиле

Номер заказа: 56B000701

Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Технические данные

Дисплей	1 x 16 bit Backlit LCD
Электроснабжение	12 V 110 V 240 V
Размеры	246 x 215 x 162 mm