

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Инкубатор DI 20

Соответствие директивам ВОЗ



Наш новый инкубатор DI 20 был разработан для пользователей, которым приходится соответствовать мировым стандартам питьевой воды в тяжелых условиях.

Это портативный, легкий и высококачественный прибор для микробиологических исследований с тестовыми лотками. Инкубатор DI 20 - единственный

в своем роде, с функциями подогрева и охлаждения в стандартном исполнении. Это гарантирует, что пробы выдерживаются при правильной температуре независимо от условий окружающей среды.

Его инновационная конструкция содержит небольшой держатель для многоразовых, нержавеющей чашек Петри из алюминия. Эти чашки позволяют выполнять до 20 тестов в каждом инкубаторе.

Эргономика и интуитивно понятные клавиши с символами обеспечивают пользование прибором без наличия специальных знаний или даже без инструктажа. Благодаря светодиодам пользователь может одним взглядом определить, в какой мере продвинулся цикл инкубации и стабильна ли температура.

- Соответствует директиве ВОЗ "Нормативы качества питьевой воды в<sup>4-ом</sup> издании."
- Компактная конструкция & небольшой вес
- Подогрев & охлаждение в серийном исполнении
- Интуитивно понятные графические клавиши

Номер заказа: 56B000714

### Промышленность

NGO

### Технические данные

Интерфейсы	USB
Электроснабжение	12 V
Диапазон температур	20 °C - 47 °C
Температурный допуск	± 0.5 °C
Соответствие	CE
Размеры	116 x 165 x 116 mm

### Объем поставки

- DI 20
- Кабель электропитания
- 50 чашек Петри
- Блок питания

## Аксессуары

Заголовок	Номер за-каза
Набор кабелей питания	136300
Кабель USB 2,0 A - разъем Micro B	190630
Держатель чашки Петри	197139
Блок питания, 12 В / 48 Вт	19803550
Кабель зарядки аккумулятора	19803555
Чашки Петри, 10 шт.	400855

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies