

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Промышленный тестовый набор на

Самый быстрый в мире тест на #####



вызывает болезнь легионеллез, потенциально смертельную форму пневмонии. Предписания по борьбе с #####-### существуют по всему миру.

В рамках обновления Постановления о питьевой воде были установлены основные параметры, которые подлежат еженедельному и ежемесячному тестированию с целью сведения к минимуму риска распространения ##### опасных масштабах в общественных водных системах.

Тестовые наборы Lovibond® "L8" для защиты от ##### содержат все рекомендованные тесты для еженедельного и ежемесячного мониторинга.

- Быстро, просто и точно
- Результаты всего за 30 минут!
- Подтверждение выполнения протоколов профилактики ##### и антимикробной обработки
- Тестовые наборы для обнаружения ##-##### как на водной основе, так и на биопленке

Номер заказа: 56B006101

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Промышленный тестовый набор на

Тестовый набор на ##### используется для обнаружения ##### в пробах воды - он идеально подходит для работы в режиме онлайн и для применения в различных сферах промышленности.

В данном методе тестирования применяются фильтрационные модули с полыми волокнами, закрепленные прямо на фитинге в точке забора пробы (доступны фитинги с внутренней резьбой как на 1/2", так и на 3/4"). После фильтрации пробы чувствительность теста увеличивается.

Этап фильтрации не требует перекачки - вы просто подключаете соединительный элемент для забора проб к водяной системе (например, к душевой головке или к специально предусмотренной точке) и пользуетесь давлением в системе для проведения фильтрации. Готовые шприцы содержат необходимый восстановительный буфер, поэтому измерять или разбавлять растворы не требуется.

Обеспечивая результаты за 30-35 минут (включая время на подготовку пробы), тест позволяет быстро понять состояние водяной системы и принять соответствующие меры. Регулярное применение теста повышает доверие к процедуре контроля воды на #####

и снижает риск вспышек инфекции и судебных разбирательств!

Порог чувствительности

100 КОЕ/л

Количество тестов

5

Объем поставки

- 5 индикаторных полосок с дозирующими пипетками
- 5 шприцев с восстановительным буфером
- стакан для сбора проб
- 5 одноразовых фильтров
- блок для проб с внутренней резьбой
- Руководство по эксплуатации
- Кофр для переноски

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies