

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовый набор на **Legionella pneumophila** с одним шприцем для ЕС

Самый быстрый в мире тест на **Legionella pneumophila**



**Legionella pneumophila** вызывает болезнь легионеллез, потенциально смертельную форму пневмонии. Предписания по борьбе с **Legionella pneumophila** существуют по всему миру.

В рамках обновления Постановления о питьевой воде были установлены основные параметры, которые подлежат еженедельному и ежемесячному тестированию с целью сведения к минимуму риска распространения **Legionella pneumophila** опасных масштабах в общественных водных системах.

Тестовые наборы Lovibond® "L8" для защиты от **Legionella pneumophila** содержат все рекомендованные тесты для еженедельного и ежемесячного мониторинга.

- Быстро, просто и точно
- Результаты всего за 30 минут!
- Подтверждение выполнения протоколов профилактики **Legionella pneumophila** и анти-микробной обработки
- Тестовые наборы для обнаружения **Legionella pneumophila** как на водной основе, так и на биопленке

Номер заказа: 56B006105

### Тестовый набор на **Legionella pneumophila** с одним шприцем для ЕС

Тестовый набор на **Legionella pneumophila** с одним шприцем используется для обнаружения легионеллы в пробах воды и идеально подходит для пользователей, которым нужна повышенная точность тестирования фильтрованной пробы.

Обеспечивая результаты за 30 -35 минут, тест позволяет моментально понять состояние водяной системы и принять соответствующие меры. Регулярное применение теста повышает доверие к процедуре контроля воды на **Legionella pneumophila** и снижает риск вспышек инфекции и судебных разбирательств!

Набор содержит все необходимое для проведения теста.

#### Порог чувствительности

1,000 / 10,000 КОЕ/л

#### Количество тестов

1

## Объем поставки

- 1 индикаторная полоска с дозирочной пипеткой
- Шприц с восстановительным буфером
- стакан для сбора проб
- Одноразовый фильтр
- Шприц 60 мл
- Оценочная шкала
- Руководство по эксплуатации

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies