

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Набор для теста на **Legionella pneumophila** с помощью тампона

Самый быстрый в мире тест на **Legionella pneumophila**



- Быстро, просто и точно
- Результаты всего за 25 минут!
- Подтверждение выполнения протоколов профилактики **Legionella pneumophila** и анти-микробной обработки
- Тестовые наборы для обнаружения **Legionella pneumophila** как на водной основе, так и на биопленке

Номер заказа: 56B006401

Legionella pneumophila вызывает болезнь легионеллез, потенциально смертельную форму пневмонии. Предписания по борьбе с **Legionella pneumophila** существуют по всему миру.

В рамках обновления Постановления о питьевой воде были установлены основные параметры, которые подлежат еженедельному и ежемесячному тестированию с целью сведения к минимуму риска распространения **Legionella pneumophila** опасных масштабах в общественных водных системах.

Тестовые наборы Lovibond® "L8" для защиты от **Legionella pneumophila** содержат все рекомендованные тесты для еженедельного и ежемесячного мониторинга.

Набор для теста на **Legionella pneumophila** с помощью тампона

Внутри водяной системы **Legionella pneumophila** обычно развиваются внутри биопленки (слизи), образующейся на внутренней стороне труб, душевых головок, охладительных башен или резервуаров для воды. Бактерии, обнаруженные в форме планктона (т.е. взвеси в воде), как правило, служат индикатором заселения биопленки.

Так как чистая проба воды не означает чистоты системы (размножение **Legionella pneumophila** в биопленке активнее, чем в воде), этот набор можно использовать для обнаружения загрязнения в системе или для определения чистоты отдельной области после целенаправленной очистки.

Используйте данный набор для поиска **Legionella pneumophila** в ее инкубационной зоне - этот тест имеет очень избирательное действие и может обнаружить легионеллу даже в пробах с очень высокой фоновой флорой. Обеспечивая результаты примерно за 25 минут, тест позволяет моментально понять состояние водяной системы и принять соответствующие меры. Регулярное применение теста повышает доверие к процедуре контроля воды на **Legionella pneumophila** и снижает риск вспышек инфекции и судебных разбирательств!

Порог чувствительности

200 КОЕ/л / в области нанесения

Количество тестов

5

Объем поставки

- 5 индикаторных полосок с дозирочными пипетками
- 5 тампона
- Восстановительный буфер
- 5 реактивных сосудов
- Руководство по эксплуатации
- Кофр для переноски

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies