

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Water Safety Kit Combined Duo

Оснащение для любых требований



- Emergency response kits for disaster situations and water monitoring outback
- Equipment for chemical and microbiological analysis in two cases

Номер заказа: 56K681252

You need safe, fast and reliable test results in difficult situations like disasters or potable water monitoring in rural environments without laboratories? You immediate certainty about the quality of potable water to save health and lives? Take all you need with you and combine microbiological methods and simple chemical methods of analysis.

Take the smaller Water Safety Kit Chemical in one hand and the bigger Water Safety Kit Microbiology on your back in the optional backpack. You are able to test different sorts of bacteria on-site due to the heating and cooling function of our DI 20 petri dish incubator.

#### Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность | Частный бассейн

#### Применение

Контроль воды в бассейне | Контроль дезинфицирующих средств | Котельная вода | Обработка сточных вод | Обработка сырой воды | Охлаждающая вода | Подготовка питьевой воды

#### Water Safety Kit Combined Duo

Combine both microbiological and physio chemical analysis of some of the most critical parameters to determine the suitability of water for drinking. Take the extended complete equipment including 2 incubators for bacteria tests with you everywhere you need immediate and reliable test result.

With their rugged, waterproof cases the kits are easy to transport. Even non technical personal is able to use it due to pictorial instructions.

#### User

Non Profit Organizations (NGO's) | Medical research and development | Institutes, Universities, Schools | World Health Organization (WHO)

## Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений	Химический метод
Aerobic bacteria (TVC)/ coliforms		
Chlorine T	0.01 - 6.0 mg/L Cl <sub>2</sub> a)	DPD
Conductivity	0 - 20 mS/cm	
pH	0 - 14	
Turbidity	0.01 - 1100 NTU	
Аммоний Т	0.02 - 1 mg/L N	Индофенол синий
Аэробные бактерии (ТБК)/E.Coli, колиформы		
Нитрат Т	0.08 - 1 mg/L N	Уменьшение содержания цинка / NED

## Объем поставки

- 1 case Water Safety Kit Microbiology Duo
- 1 case Water Safety Kit Chemical

## Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Набор кабелей питания	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Набор эталонов мутности T-CAL (<0, 1, 20, 200, 800 ЕНМ)	194150
Бутылки	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Пластиковый контейнер, градуированный, 100 мл, с крышкой	385130
Пластиковый контейнер, градуированный, 30 мл, с крышкой	385132
Чашки Петри, 10 шт.	400855
ValidCheck Хлор 1,5 мг/л	48105510
Палочка для перемешивания и ложка для порошков	56A006601
Рюкзак для Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Мерные стаканы	56A018501
Мембранная фильтрация	56A023801
Пинцет	56A604201
Мембранная фильтрация	56B000710
D004 пластинки для микробиологического анализа (агар МакКонки) на TTC/MAC	56B010410
D005 пластинки для микробиологического анализа на TTC/ пигмент	56B010510
KS3-pH 10 буферный раствор 65 мл	56L000365
KS6-pH 4 буферный раствор 65 мл	56L000665
KS9-pH 7 буферный раствор 65 мл	56L000965
KS16-1413US Стандартный раствор для измерения проводимости	56L001665
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies