

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Sewage / Effluent Test Kit

Test all important parameters for sewage/effluent analysis



- Easy to use
- Futuristic design
- RAPID tablets fast dissolving
- Highest accuracy

Номер заказа: 56K701220

Промышленность

Другие отрасли

Применение

Контроль дезинфицирующих средств | Охлаждающая вода

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Пластина СНЕСКИТ® рН (универсальный)	146130
Пластиковый контейнер, градуированный, 100 мл, с крышкой	385130А
Банка для титрования с крышкой, пластик, 60 мл	56A006701
Тест на мутность 5-500 JTU	56A010801
Turbidity tube (one piece) - 30-400 NTU	56A607101

Объем поставки

- Plastic case
- Checkit Comparator
- 4 - 10 pH Universal Checkit Disc
- Universal pH tablets
- Permanganat tablets
- Acidifying Sewage Effluent tablets
- 2 plastic vials 10 mL with lid
- Shaker tube with lid 100 mL
- Syringe plastic, 20 mL
- Titration jar with cap, plastic, 60 mL
- Turbidity tube
- Instruction manual