

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## 0-32 % Рефрактометр Брикса

Для типичных ситуаций при анализе воды



Рефрактометр Lovibond® серии Brix RNB были созданы для работы с сахаросодержащими жидкостями (фруктовые соки, безалкогольные напитки, вино), чтобы обеспечить мониторинг и контроль концентрации сахара в продуктах питания и напитках. Эти приборы поставляют данные, важные для поддержания качества продукции, и обычно используются для контроля концентрации различных промышленных жидкостей, смазочно-охлаждающих жидкостей для режущего инструмента и жидких сред. Помимо рефрактометра в набор входят пипетка для дозирования тестируемой жидкости на призму и инструкция.

- Практичность, точность, высокая скорость
- Чистота в применении, немедленные результаты
- Автоматическая компенсация температуры
- Прямые показания точек замерзания и значений концентрации (этиленгликоль и пропиленгликоль)

Номер заказа: 56M000301

### Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Химическая промышленность

### Применение

Охлаждающая вода

### 0-32 % Рефрактометр Брикса

Рефрактометр Lovibond® серий Brix и Glycol обеспечивают удобство, высокую скорость и точность, выдавая результаты немедленно. Они выполняют автоматическую компенсацию температуры и прямой показ точек замерзания и значений концентрации (этиленгликоль и пропиленгликоль).

### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Brix	0 - 32 %