


Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Тестовые полоски на хлорины HR

Для быстрого определения путем химической реакции



- Безопасность
- Скорость
- Постоянная доступность
- Полуколичественный анализ

Номер заказа: 56S000190

Промышленность

Другие отрасли

Применение

Контроль дезинфицирующих средств

Тестовые полоски на хлорины HR

Индикаторные полоски быстро и чисто обеспечивают результат без усилий на применение реагентов или таблеток. Благодаря легкости применения, ведь полоски нужно всего лишь окунуть и сравнить, они являются излюбленным вариантом в тех областях, где особое значение придается скорости и простоте.

Диапазон измерений

Test Name

Хлор HR

Диапазон измерений

10 - 200 mg/L Cl₂