

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Тестовые полоски на диоксид хлорины HR

Для быстрого определения путем химической реакции



- Безопасность
- Скорость
- Постоянная доступность
- Полуколичественный анализ

Номер заказа: 56S000550

Промышленность

Другие отрасли | Коммуны

Применение

Контроль дезинфицирующих средств

Тестовые полоски на диоксид хлорины HR

Индикаторные полоски быстро и чисто обеспечивают результат без усилий на применение реагентов или таблеток. Благодаря легкости применения, ведь полоски нужно всего лишь окунуть и сравнить, они являются излюбленным вариантом в тех областях, где особое значение придается скорости и простоте.

Диапазон измерений

Test Name

Диапазон измерений

Chlorine Dioxide LR

0.5 - 100 mg/L ClO₂