

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовые полоски на общую жесткость

Для быстрого определения путем химической реакции



- Безопасность
- Скорость
- Постоянная доступность
- Полуколичественный анализ

Номер заказа: 56S000950

### Промышленность

Другие отрасли

### Применение

Котельная вода | Охлаждающая вода

### Тестовые полоски на общую жесткость

Индикаторные полоски быстро и чисто обеспечивают результат без усилий на применение реагентов или таблеток. Благодаря легкости применения, ведь полоски нужно всего лишь окунуть и сравнить, они являются излюбленным вариантом в тех областях, где особое значение придается скорости и простоте.

### Диапазон измерений

Test Name

Hardness Total-Test Strips

Диапазон измерений

40 - 1000 mg/L CaCO<sub>3</sub>