

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Тестовые полоски для определения pH 4,5-10 пластик

Для быстрого определения путем химической реакции



- Безопасность
- Скорость
- Постоянная доступность
- Полуколичественный анализ

Номер заказа: 56S001090

Промышленность

Другие отрасли

Применение

Охлаждающая вода

Тестовые полоски для определения pH 4,5-10 пластик

Индикаторные полоски быстро и чисто обеспечивают результат без усилий на применение реагентов или таблеток. Благодаря легкости применения, ведь полоски нужно всего лишь окунуть и сравнить, они являются излюбленным вариантом в тех областях, где особое значение придается скорости и простоте.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
pH	4.5 - 10 pH