

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



CHECKIT® komparatör klor DPD, ayıraç tabletleri

Birçok uygulamada renkli disk ile test etme



- Kolay kullanım
- Kesin ayıraç dozajı
- Ayıraç tabletlerinin 5 veya 10 yıllık minimum kullanım süresi
- Yüksek analiz doğruluğu

Ürün No: 147040

Adım adım kılavuzlar

Çok dilli kullanım kılavuzları, kimyager olmayan kişilerin de güvenilir ve kesin ölçümleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için testin nasıl gerçekleştirileceğin çizimlerle anlatan adım şeklinde bir kılavuz içerir.

Geniş parametre seçenekleri

Birçok parametre için pek çok ölçüm aralığı ve metot mevcuttur. Ek test parametreleri, ek diskler ve ayıraçlar satın alınarak eklenebilir; tüm testler için aynı komparatör gövdesini kullanın.

Tek parçalı komparatör gövdesi

Tek parçalı komparatör gövdesinin sağlam tasarımı, kaybolabilecek veya kırılacak "hareketli parçalar" içermez. Renk diskini gövdenin içine doğru oturana kadar itmeniz, testi gerçekleştirmeye hazır hale gelmeniz için yeterlidir. Test sonuçları, sonuç penceresinde kolayca okunabilir.

Kolayca okunan sonuçlar

CHECKIT® komparatör gövdesinin arka tarafındaki difüzör paneli, ışığın iki kuvvet arasında eşit olarak dağıtılmasına yardımcı olur. Bu, kesin bir renk eşlemesi elde etmeyi kolaylaştırır ve kullanıcıya, numune-deki olası bulanıklıkları görsel olarak dengelemede yardımcı olur.

Sürekli gradyan

CHECKIT® diskleri, direkt renk eşlemeyi/ayarlamayı mümkün kılan sürekli bir gradyana sahiptir; sonuca, iki renk standardı arasında ekstra-polasyon uygulanması gerekmez.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | Halka-Açık Havuz | Havuz Hizmetleri | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil-Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yerel Havuz | Yiyecek ve İçecek-Sanayi

Uygulama

Atık Su Arıtma | Dezenfeksiyon Kontrol | Soğutma Suları

CHECKIT® komparatör klor DPD, ayıraç tabletleri

CHECKIT® komparatör test kitleri, su analizine yönelik hassas, kullanımı kolay test kitleridir. Ayıraç küvete ekleyin, diski, hazırlanan su numunesinin rengine karşılık gelene kadar döndürün ve konsantrasyon değerini okuyun.

Ölçüm Aralığı

| Test Name | Ölçüm Aralığı | Kimyasal Metod |
|---------------|----------------------------|----------------|
| Chlorine MR T | 0 - 2 mg/L Cl ₂ | DPD |

Teslimat Kapsam Metni

- CHECKIT® komparatör, standart optik sistem ile
- CHECKIT® diski klor DPD
- 30 ayıraç tableti DPD No.1
- 30 ayıraç tableti DPD No.3 Evo
- Kapaklı 10 ml 2 plastik küvet
- 10 cm uzunluğunda plastik karıştırma çubuğu
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı
- çantada taşınabilir

Aksesuarlar

| Başlık | Ürün No |
|--|---------|
| Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 10'lu set | 145500 |
| Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 5'li set | 145505 |
| Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 100'lü set | 145510 |
| 10 yuvarlak küvet için küvet Ø 16 mm | 418957 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya