

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## 5'i 1

The fast assistants for Pool Testing



- Kolay kullanım
- Geleceğe uygun tasarım
- RAPID tabletler hızlı şekilde çözünür
- Maksimum doğruluk

Ürün No: 151900

### Kompakt

5'i 1 arada çoklu havuz test cihazı, beş en önemli parametreyi tek bir test kitinde bir araya getirmekte ve böylece kullanıcı için çalışmayı hissedilir ölçüde kolaylaştırmaktadır.

### Hemen kullanıma hazır

Birlikte verilen aksesuarlar sayesinde çoklu havuz test cihazını hemen kullanabilirsiniz. **Burada yer alan bileşenler:** Çeşitli ayıraç tabletleri, iki numune kabı à 30 ml ve 100 ml, bir karıştırma çubuğu, bir fırça ve çok dilli kılavuz.

### Sanayi

Havuz Hizmetleri | Yerel Havuz

### Uygulama

Afet Yönetimi | Havuz Suyu Kontrol

### 5'i 1

Bir bakışta en önemli parametreler. Güvenilir sonuçlar ve konforlu kullanım. Özel havuz sahipleri için mükemmel yardımcı: 5'i 1 arada çoklu havuz test cihazımız.

### Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Alkalinity-m	20 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Calcium hardness	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Cyanuric acid	20 - 200 mg/L CyA
pH	6.8 - 8.2 pH

# Teslimat Kapsam Metni

- Havuz testi cihazı Klor - pH LR sağlam bir plastik kutuda
- Siyanür asidi ölçü kabı
- Kapaklı plastik kap (100 ml)
- Kapaklı plastik kap (30 ml)
- Temizlik fırçası
- Karıştırma çubuğu
- 20'şer ayıraç tableti DPD No. 1 Rapid, DPD No. 3 Rapid, fenol kırmızısı Rapid
- 10'ar ayıraç tableti CyA testi, Alk testi, CAL testi
- Kullanım kılavuzu

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya