

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Havuz test cihazı Biguanid (PHMB)/Hidrojen peroksit (H₂O₂)/pH bir kutu içinde

The fast assistants for Pool Testing



- Kolay kullanım
- Geleceğe uygun tasarım
- RAPID tabletler hızlı şekilde çözünür
- Maksimum doğruluk

Ürün No: 156100

Yüksek ölçüm doğruluğu

Sonuçlar, yüksek ölçüm doğruluğu ile görüntülenir. Çabucak fikir sahibi olur ve gerekirse önlem alabilirsiniz.

Sezgisel

Test cihazının kullanımı kendinden açıklayıcıdır. Ve emin değilseniz: Ambalaja ve sezgisel olarak anlaşılır kılavuza bir göz atmak, belirsizliklerin ortadan kaldırmasına yeterli olacaktır.

Ergonomik

Ergonomik olarak optimize edilen kapak, güvenli bir şekilde tutmayı sağlar.

Sanayi

Havuz Hizmetleri | Yerel Havuz

Uygulama

Havuz Suyu Kontrol

Havuz test cihazı Biguanid (PHMB)/Hidrojen peroksit (H₂O₂)/pH bir kutu içinde

Havuz test cihazı, su arıtma maddesi ile pH değerinin aynı anda ölçülmesine olanak sağlar.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Hydrogen peroxide	5 - 50 mg/L H ₂ O ₂
pH	6.8 - 8.2 pH
PHMB	10 - 100 mg/L PHMB

Teslimat Kapsam Metni

- Sağlam plastik kutuda havuz test cihazı
- 20'şer analiz için kullanılan ayıraç tabletleri
- Kullanım kılavuzu

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya