

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## DEHA test kiti

Kazan, soğutma ve kullanım suyunun tespit edilmesi



- Hızlı nicel tespit
- Kazan, soğutma ve kullanım suyunun incelenmesi için
- Alan ve laboratuvar incelemeleri mümkündür
- Uygun maliyetli ekleme üniteleri sayesinde ekonomiktir

Ürün No: 24157580

### DEHA test kiti

Bu test kitleri, özel olarak kazan, soğutma ve kullanım suyunu incelemek için geliştirilmiştir. Burada hem kolorimetrik, hem de titrimetrik metotlar kullanılır. Her kit, sıvı veya toz halinde gerekli tüm kimyasal maddeleri ve yardımcı maddeleri içerir. Ayrıntılı kılavuzda, analiz prosesi adım adım açıklanmıştır.

Ürünler, sağlam ve kompakt bir plastik ambalaj içinde teslim edilir. Tabii ki tüm test kitleri için uygun maliyetli ekleme ayıraçları mevcuttur.

### Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
DEHA	0.05 - 1 mg/L DEHA

### Teknik Veri

Boyutlar	157 x 135 x 55 mm
Ambalajlı Ağırlık	62 g