

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## DI 20 Incubator

WHO yönergeleri ile uyumlu



Yeni DI 20 inkübatörümüz, zorlu ortamlarda bile kullanıcının test için küresel içme suyu standartlarına ulaşmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

DI 20 inkübatörü, plakaları kullanarak suyun mikrobiyolojik testi için yüksek kaliteli, taşınabilir, hafif bir inkübatördür. Hangi ortam koşullarında olursa olsun, numunelerin doğru sıcaklıkta inkübe edilmesini sağlamak için standart olarak ısıtma ve soğutma ile gelen tek tip inkübatördür.

Yenilikçi tasarımı, tekrar kullanılabilir paslanmaz çelik mikro plakalarını kullanan küçük bir petri kabı tutucu da içerir; yemekler, her inkübatörün 20 teste kadar yapmasına izin verir.

Şık tasarımı ve sezgisel resimsel düğmeleri, çok az veya hiç antrenman olmadan kullanılabilirliğinden emin olur ve LED ışıkları, kullanıcıların inkübasyonun ne kadar sürdüğünü ve sıcaklığın sabit olduğunu bir bakışta görmelerini sağlar.

- WHO yönergeleri ile uyumlu "İçme suyu kalitesi 4. basım için rehber."
- Kompakt tasarım ve hafif
- Standart olarak ısıtma ve soğutma
- Sezgisel, benzersiz resimsel düğmeler

Ürün No: 56B000714

### Sanayi

Sivil Toplum Kuruluşları

### Teknik Veri

Arayüzler	USB
Güç Kaynağı	12 V
Sıcaklık Aralığı	20 °C - 47 °C
Sıcaklık Toleransı	± 0.5 °C
Uygunluk	CE
Boyutlar	116 x 165 x 116 mm

### Teslimat Kapsam Metni

- DI 20
- Güç kabloları
- 50 Petri kabı
- Güç kaynağı

## Aksesuarlar

Başlık	Ürün No
Güç kablosu seti	136300
2.0 A USB kablosu - Micro B fiş	190630
Petri kabı tutucusu	197139
Güç Kaynağı, 12 V / 48 W	19803550
Akü kablosu	19803555
Petri kapları, 10 adet.	400855

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya